


www.curaprox.com



CH-6011 Kriens: CURADEN AG, Postfach 74

IT-20098 Sesto Ulteriano (Mi),
CURADEN Srl. Via Lago d'Orta 7

DE-76297 Stutensee:
CURADEN AG, Industriestrasse 4

GB-Banbury OX15 5XZ
CURADEN U. K., P. O. BOX 466

SI-2204 Miklavz na Dravskem polju:
Flegis d.o.o., Ulica Mladinskih brigad 54

CZ-150 00 Praha:
JPS s. r. o., Dental-Produkte, Velichovska 14

USA-Osseo Wi. 54758,
CURAPROX of Switzerland LLC, 14007 10th St.

UHS 407-0102-12.5



7 612412 040906

CURAPROX®

SWISS INTERDENTAL CARE SYSTEM



UHS 407 «home & travel»

1 x holder with cap + 1 x CPS 07


Holder with cardan joint
for all CPS

Gelenkhalter
für alle CPS


Manche avec
joint cardan
pour tous les CPS

Manico con
articolazione
per scovolini CPS


Držák otočný pro všechny
CPS náhradní kartáčky



MADE IN SWITZERLAND



Instructions/Anleitung/Istruzioni/Návod k použití



- 1 Select the proper size CPS (pressure of insertion max. 50 g, brush should pass freely)
- 2 Grip the CPS between finger and thumb, leaving wings exposed. Insert wings at right angle position into slot and push forward untill the «click» confirms the firm seat.
- 3 Bring cardan joint into desired angulation (0-30°)
- 4 Once a day, perform interdental cleaning with a straight forward and backward movements of the CPS, from inside or outside of the arch. Change the brush after 8 to 15 days of use.

- 1 Die CPS korrekter Größe aussuchen (max. Einführungsdruck 50 gr., CPS muss im bewegt werden können)
- 2 CPS zwischen Daumen und Zeigefinger fassen und mit den Flügel voran rechtwinklig zur Achse in Querschlitze einführen und mit anhaltendem Druck nach vorne drücken bis «click» das korrekte Einschnappen bestätigt.
- 3 Gelenkkopf in gewünschtem Winkel fixieren (ideal 0-30°)
- 4 Von innen oder aussen, täglich alle Zahnzwischenräume durch einfache, geradlinige Hin- und Her-Bewegung reinigen. Bürste nach ca. 8-15 Gebrauchs-Tagen auswechseln.

- 1 Sélectionner la brosse CPS de taille correcte (pression d'insertion max. 50 g)
- 2 Tenir la brosse CPS entre le pouce et l'index en laissant les aîlons exposés. Introduire les aîlons en position rectangulaire à l'axe dans la rainure transversale. Pousser la CPS au fond de la tournant vers l'avant jusqu'à ce que le «click» confirme la fixation correcte.

- 3 Arrêter l'articulation cardanique en position voulue (inclinaison idéale : 0-30°)
- 4 Une fois par jour, nettoyer les espaces interdentaires par l'insertion et l'extraction rectiligne du CPS, soit du côté intérieur ou extérieur. Changer la brosse après env. 8 à 15 jours d'utilisation

- 1 Scegliere lo scovolino CPS di taglio corretto (pressione d'inserimento max. 50 grammi)
- 2 Inserire e spingere a fondo lo scovolino perpendicolarmente al manico nella apposita scanalatura e ruotarlo verso l'alto finché non si sente il «click».
- 3 Fissare l'articolazione cardanica in posizione desiderata (inclinazione ideale 0-30°)
- 4 Una volta al giorno pulire tutti spazi interdentali con inserimento e estrazione dal lato interno o esterno senza piegare lo scovolino. Se ne raccomanda un uso costante durante la giornata anche in momenti di relax. Cambiare lo scovolino dopo 8-15 giorni d'uso.

- 1 Náhradní mezizubní kartáček vložte kolmo do drážky plastového držáku a jemným tlakem otočte do vodorovné polohy.
- 2 Otočnou hlavičku držáku si nastavte do vhodné polohy pro čištění mezizubního prostoru.
- 3 Mezizubní prostory si čistíte přímými pohyby kartáčku tam a zpět, dle pokynu lékaře.
- 4 Po použití kartáček opláchněte vodou.

Wichtig/Important/Belangrijk/Důležitě:

Wegen Verletzungsgefahr nicht in Zwischenräume zwängen.

Pour éviter les blessures: ne jamais forcer entre les espaces dentaires.

To prevent injuries, never force into narrow spaces.

Om kwetsuren te vermijden, nooit forceren in nauwe ruimten.

Neprotlačujte kartáček mezi zuby silou, může to vést ke poranění dásně